

beurer

IPL 10000+

CZ



CZ Depilátor
Návod k použití

CE

Obsah

1. Obsah balení.....	3
2. Znaky a symboly	3
3. Použití v souladu s určením	4
4. Varovné a bezpečnostní pokyny.....	4
5. Co je beurer SalonPro System?.....	7
6. Popis přístroje	8
6.1 Základní jednotka	8
6.2 Aplikátor	9
6.3 Zásobník	9
7. Dříve než začnete	10
KROK 1: Zkontrolujte, zda je beurer SalonPro System pro vás vhodný	10
KROK 2: Test snášenlivosti pokožky.....	10
KROK 3: Pro nejlepší výsledky postupujte při depilaci přístrojem beurer SalonPro System podle plánu	11
KROK 4: Připravte ošetřovanou oblast	11
KROK 5: Nastavte intenzitu energie / Automatické rozpoznání	11
KROK 6: Seznámení s možnými vedlejšími účinky při použití produktu SalonPro System	13
KROK 7: Co mohou očekávat od ošetření pomocí produktu beurer SalonPro System?	14
8. Použití beurer SalonPro System	14
8.1 První použití	15
8.2 Ošetření obličeje	16
8.3 Ošetření horního rtu	17
8.4 Ošetření oblasti tváří a čelisti	17
8.5 Ošetření oblasti krku a brady	17
8.6 Péče po ošetření obličeje.....	17
9. Péče o beurer SalonPro System.....	17
9.1 Čištění beurer SalonPro System	17
9.2 Výměna zásobníku	18
10. Odstraňování chyb	18
11. Často kladené otázky	18
12. Likvidace	21
13. Technické údaje	21

Vážená zákaznice, vážený zákazníku,

děkujeme, že jste se rozhodli pro jeden z našich produktů. Naše značka je synonymem pro vysoce kvalitní, důkladně vyzkoušené výrobky k použití v oblastech určování energetické spotřeby, jemné manuální terapie, krevního tlaku/diagnostiky, hmotnosti, masáže, péče o krásu a vzduchové terapie. Přečtěte si pečlivě tento návod k použití, uschovejte ho pro pozdější použití, poskytněte ho i ostatním uživatelům a řiďte se pokyny, které jsou v něm uvedené.

S pozdravem
Váš tým Beurer

1. Obsah balení








- 1 základní jednotka *beurer SalonPro System* s aplikátorem
- 1 přesný nástavec
- 1 síťový kabel
- 1 návod k použití



VAROVÁNÍ

- Příklad je určen pouze pro domácí nebo soukromé použití, nikoli pro komerční oblast.
- Příklad není vhodný pro osoby mladší 18 let.
- Děti si s přístrojem nesmějí hrát.
- Před každým použitím zkontrolujte neporušenost přístroje a síťového kabelu. Je-li přístroj poškozen, nesmí být používán.
- Nepoužívejte přístroj v blízkosti van, umyvadel, sprch či jiných nádrží s vodou nebo jinými kapalinami – nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
- Vždy dbejte na to, aby přístroj stál bezpečně na rovném podkladu.
- Nikdy se nedívejte do světla.
- Nikdy nezasunujte předměty do ventilační šterbiny přístroje.
- Dbejte na to, aby nebyly ventilační šterbiny přístroje zakryté.

2. Znak a symboly

V tomto návodu k použití a na přístroji lze nalézt následující symboly:

 VAROVÁNÍ	Varovné upozornění na nebezpečí poranění nebo riziko ohrožení zdraví
 POZOR	Bezpečnostní upozornění na možné poškození zařízení/příslušenství
 Upozornění	Upozornění na důležité informace
 NEBEZPEČÍ	Příklad se nesmí používat ve vodě ani v její blízkosti (např. umyvadlo, sprcha, vana) – nebezpečí úrazu elektrickým proudem!
	Přečtěte si návod k použití
	Uchovávejte v dostatečné vzdálenosti od očí!
	Nepoužívejte na opálenou pokožku nebo po vystavení pokožky slunečnímu záření

	Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ).
	Tento výrobek splňuje požadavky platných evropských a národních směrnic.

3. Použití v souladu s určením

Produkt beurer SalonPro System je určen k odstraňování nežádoucího ochlupení na těle dospělých. Ideálními místy na těle pro použití produktu beurer SalonPro System jsou nohy, podpaží, třísla, hrudník, břicho a obličej pod lícními kostmi. beurer SalonPro není určen k odstraňování ochlupení na řítním otvoru, na genitáliích nebo prsních bradavkách. Používejte produkt beurer SalonPro System pouze v souladu s návodem k použití.

4. Varovné a bezpečnostní pokyny



VAROVÁNÍ

Před použitím přístroje si pečlivě přečtěte bezpečnostní pokyny a při používání produktu beurer SalonPro System je přesně dodržujte. Nedodržování následujících pokynů může vést k poranění nebo k věcným škodám. Ušchovejte tento návod k použití a poskytněte ho dalším uživatelům. Při předání přístroje třetím osobám dbejte na to, aby byl přiložen tento návod k použití.

- Nepoužívejte beurer SalonPro System během těhotenství ani v době kojení.
- Pokud zjistíte na pokožce extrémní zarudnutí, tvorbu puchýřků nebo popáleniny, **OKAMŽITĚ PŘERUŠTE POUŽÍVÁNÍ!**
- 48 hodin před prvním použitím produktu beurer SalonPro System proveďte test snášenlivosti pokožky na malém kousku pokožky v zamýšlené ošetřované zóně (viz kapitola 7, krok 2: „Test snášenlivosti pokožky“).
- V žádném případě se nedívejte přímo do světla vystupujícího ze zásobníku. Tento produkt může vyzařovat nebezpečné optické záření. Dbejte na to, aby světelná plocha zásobníku byla zcela v kontaktu s pokožkou.
- Nikdy se nepokoušejte vysílat světelný impuls do vzduchu!
- Pomocí „Tabulky barvy ochlupení a pokožky“ na zadní straně tohoto návodu k použití zjistíte, které intenzity světla jsou nejvhodnější pro barvu vaší pokožky a vašeho tělesného ochlupení, resp. zda je tato metoda pro vás vůbec vhodná (pokud ne, bude tato skutečnost uvedena symbolem „x“ v tabulce).
- Nepoužívejte beurer SalonPro System na přirozeně tmavé pokožce. Ošetření tmavé pokožky pomocí beurer SalonPro System může mít škodlivé následky, jako například vznik popálenin, puchýřků a změny barvy pokožky (hyperpigmentace nebo hypopigmentace).
- Produkt beurer SalonPro System funguje nejlépe u tmavějších typů ochlupení nebo u ochlupení, která obsahují více melaninu. Černé a tmavě hnědé ochlupení reaguje nejlépe, a přestože hnědé a světle hnědé ochlupení bude reagovat také, potřebuje obvykle více depilačních ošetření. Zrzavé ochlupení by mohlo vykazovat reakci. Bílé, šedé nebo blond ochlupení obvykle na beurer SalonPro System nereaguje, přestože někteří uživatelé pozorovali výsledky po několika depilačních ošetřeních.
- beurer SalonPro System může způsobit přechodnou pigmentaci.
- Nepokoušejte se otevírat či opravovat přístroj beurer SalonPro System. Při otevření přístroje beurer SalonPro System se můžete dostat do kontaktu s nebezpečnými elektrickými součástmi nebo s impulzní světelnou energií, což může vést k vážným poraněním nebo k trvalému poškození zraku.

NEBEZPEČÍ

Udržujte beurer SalonPro System v dostatečné vzdálenosti od vody! beurer SalonPro System je elektrický přístroj. Nepokládejte jej do vody ani jej nenechte do vody či jiných kapalin spadnout.



Může to vést k závažnému úrazu elektrickým proudem!

- Nepoužívejte beurer SalonPro System, pokud se právě koupete.
- Nepoužívejte beurer SalonPro System, pokud je přístroj vlhký nebo mokrý.
- Nesahejte pro beurer SalonPro System, když spadne do vody.
- Ihned vytáhněte zástrčku produktu beurer SalonPro System, když spadne do vody.
- Nikdy se nedotýkejte síťové zástrčky a přístroje mokřými rukama!

POZOR

Jak zabránit škodám

- Nepokoušejte se otevírat či opravovat přístroj beurer SalonPro System. Pokus o otevření přístroje beurer SalonPro System může způsobit poškození přístroje a povede k zániku jeho záruky.
- Nevystavujte přístroj během použití teplotám do 10 °C nebo nad 40 °C.
- Přístroj by neměl být nikdy ponechán bez dozoru, pokud je zapojen do zásuvky.
- Používejte beurer SalonPro System pouze k určenému účelu použití a tak, jak je popsáno v návodu k použití.
- Neuvádějte beurer SalonPro System do provozu, pokud je kabel nebo zásuvka poškozená a udržujte síťový kabel v dostatečné vzdálenosti od zahřátých povrchů.
- Vždy ihned po použití vytáhněte beurer SalonPro System ze zásuvky.
- Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku beurer SalonPro System ze zásuvky.
- Nepoužívejte beurer SalonPro System s nástavci nebo s příslušenstvím, které nebyly doporučeny společností Beurer GmbH.
- Nepoužívejte beurer SalonPro System, pokud během použití vidíte nebo cítíte kouř.
- Nepoužívejte beurer SalonPro System, pokud správně nefunguje nebo pokud se zdá být poškozený.
- Nepoužívejte beurer SalonPro System, pokud je otvor ventilátoru v aplikátoru prasklý, uvolňuje se nebo zcela chybí.
- Nepoužívejte beurer SalonPro System, pokud je senzor barvy kůže v aplikátoru prasklý nebo zlomený.
- Nepoužívejte beurer SalonPro System, pokud je vnější kryt prasklý nebo se rozpadá.
- Nepoužívejte beurer SalonPro System s poškozeným zásobníkem nebo pokud je světelná plocha prasklá či zlomená nebo pokud chybí.
- Neuvádějte beurer SalonPro System do provozu, pokud má poškozený kabel nebo zástrčku.

VAROVÁNÍ

V žádném případě nepoužívejte beurer SalonPro System, pokud trpíte jednou z následujících nemocí:


- Pokud máte nebo pokud jste měli rakovinu kůže.
- Pokud trpíte epilepsií.
- Pokud trpíte keloidními jizvami.
- Pokud máte herpes nebo lupénku.
- Pokud jste fotosenzitivní nebo trpíte jinou citlivostí na světlo jako například porfyrie, polymorfní světelná erupce, světelná urtikaria (kopřivka), lupus atd.
- Pokud trpíte metabolickou nemocí, jako například diabetes.
- Pokud trpíte poruchou srážení krve.

V žádném případě nepoužívejte beurer SalonPro System, pokud berete jeden z následujících léků:

- Pokud berete léky, které způsobují vyšší citlivost pokožky na světlo, včetně nesteroidních antirevmatik (například aspirin, ibuprofen, paracetamol), tetracykliny, fenothiaziny, thiazidová diuretika, sulfonyl močoviny, sulfonamidy, DTIC, fluorouracil, vinblastin, griseofulvin, alfa-hydroxykyseliny (AHA), beta-hydroxykyseliny (BHA), Retin-A®, Accutane® a/nebo topické retinoidy.
- Pokud jste nedávno byli nebo v současnosti jste léčeni kyselinou azelainovou.
- Pokud jste v posledních dvou týdnech brali tetracyklinová antibiotika.


- Pokud jste byli v posledních 6 měsících léčeni lékem Accutane® (isotretinoin).
- Pokud jste v posledních 3 měsících užívali steroidní přípravky.
- Pokud jste si v posledních 6–8 týdnech nechali udělat peeling pleti nebo jinou metodu vyhlazení pokožky.
- Pokud jste se v posledních 3 měsících podrobili ozařování nebo chemoterapii.

V žádném případě nepoužívejte beurer SalonPro System na těchto místech:

- Nad sliznicemi v oblasti nosu a uší.
- Nad aktivním implantátem, jako je například kardiostimulátor, zařízení pro případ inkontinence, inzulinová pumpa atd. nebo vedle něj.
- Na obličejí nad linií tváře, kolem očí, obočí nebo řas, protože to může vést k závažnému poškození zraku. 
- Na prsních bradavkách, genitáliích (mužských nebo ženských) nebo kolem řitního otvoru.
- Nad piercingem nebo jinými kovovými předměty jako jsou například náušnice nebo šperky.
- Nad tetováním nebo permanentním make-upem v ošetřované oblasti.
- Nad tmavě hnědými nebo černými skvrnami, jako jsou například velké pihy, mateřská znaménka, jaterní skvrny, puchýřky nebo bradavice.
- Nad ekzémy, lupénkou, lézemi, otevřenými ranami nebo akutními infekcemi. Před použitím beurer SalonPro System počkejte, dokud se příslušné místo nezahojí.
- Na poškozené nebo popraskané pokožce nebo na místech, na kterých existuje riziko malignity.
- Na místě na těle, na kterém byste možná chtěli být v budoucnu ochlupení.

Varovné upozornění na následky opalování před ošetřením a po ošetření!

Opalování před ošetřením

1. Po opalování počkejte minimálně 2 týdny, než přístroj použijete.
2. Před ošetřením zkontrolujte, zda nemáte spálenou pokožku. Pokud nejsou spáleniny zhojené, počkejte s použitím přístroje do té doby, než bude spálená pokožka zcela zahojená.
3. Na opálené kůži proveďte test snášenlivosti (viz kapitola 5.1), abyste zjistili vhodnou intenzitu energie. 

Opalování po ošetření

1. Po ošetření počkejte s opalováním minimálně 48 hodin. Zarudlou pokožku nevystavujte slunečním paprskům!
2. První dva týdny po ošetření zakrývejte pokožku na slunci oděvem nebo použijte opalovací krém s vysokým ochranným faktorem (minimálně LSF 30).

Opalování umělým světlem


Pokyny z odstavce „Opalování před ošetřením“ a „Opalování po ošetření“ platí i pro opalování umělým světlem a mléky na opalování.

S použitím přístroje před návštěvou sauny/bazénu nebo po této návštěvě počkejte 24 hodin, chlór by totiž mohl způsobit podráždění pokožky.

Upozornění


Tento seznam nevznáší nárok na úplnost. Pokud si nejste jisti, zda je použití beurer SalonPro System pro vás bezpečné, poraďte se se svým lékařem nebo dermatologem.

5. Co je beurer SalonPro System?



Před použitím produktu
beurer SalonPro System

Produkt beurer SalonPro System funguje na bázi světla a slouží k depilaci ochlupení s dlouhodobým účinkem pro osobní použití. Proces depilace na bázi laserového paprsku a světla je dobře známý a osvědčený. Celosvětové klinické používání po dobu více než 15 let prokázalo, že je bezpečným a účinným prostředkem pro dosažení dlouhodobého efektu epilace.




Během aplikace impulsu
beurer SalonPro System

Jakým způsobem dochází k depilaci pomocí světla?

Depilace na bázi světla je založena na teorii selektivní fototermolýzy, což je metoda, při níž je růst ochlupení deaktivován působením optické energie. Aby bylo dosaženo tohoto tepelného účinku, musí stvol chloupku selektivně absorbovat světelnou energii a přeměnit ji na teplo.

Této selektivity je dosaženo tehdy, když je optická energie, která se přenáší do tkáně, absorbována hlavně pigmentem stvolu chloupku, zatímco pokožka a okolní tkáň zůstávají chladné. Melanin je pigment ve stvolu chloupku, který je odpovědný za absorpci světla a generuje teplo, které deaktivuje růst ochlupení. Proto platí, že může být absorbováno tím více světla a tím efektivnější může toto světlo při depilaci být, čím více melaninu je v chloupcích obsaženo (to znamená, čím jsou chloupky tmavší).



Po použití produktu
beurer SalonPro System



Anagenní fáze –
fáze růstu

Jaký vliv má cyklus růstu ochlupení na depilaci založené na působení světla?

Každý chloupek na našem těle prochází třemi fázemi cyklu růstu ochlupení: anagenní fází, katagenní fází a telogenní fází. Tyto fáze mají významný vliv na fungování depilace založené na působení světla.


Anagenní fáze je fáze růstu ochlupení, zatímco katagenní a telogenní jsou fázemi klidu.



Katagenní fáze –
klidová fáze

Doba trvání kompletního cyklu růstu ochlupení se u jednotlivých lidí liší a závisí na místě ochlupení na těle, zpravidla však činí 18–24 měsíců. V určitém okamžiku je většina vlasových folikulů na jedné ploše pokožky v klidové fázi. Na tyto chloupky v klidu nemá použití produktu beurer SalonPro System žádný účinek.

Avšak ochlupení v anagenní fázi růstu na použití produktu beurer SalonPro System reaguje. Je bezpodmínečně nutné si uvědomit, že pro dosažení kompletního depilačního účinku s použitím produktu beurer SalonPro System je zapotřebí celého jednoho období cyklu růstu ochlupení.



Telogenní fáze –
klidová fáze

Produkt beurer SalonPro System byl vyroben s prvořadým důrazem na bezpečnost

- **Technologie IPL produktu beurer SalonPro System – nejvyšší bezpečnost při nižší energetické úrovni**

Pomocí technologie Intense Pulsed Light (IPL) lze dosáhnout dlouhodobých depilačních výsledků, a to při použití zlozku vynaložené úrovně v porovnání s jinými depilačními přístroji, které jsou založeny na působení světla. Nízká hladina energie, která se používá u produktu beurer SalonPro System, snižuje potenciální možnost vzniku poškození nebo komplikací a přispívá k vaší celkové bezpečnosti.

- **beurer SalonPro System chrání vaši pokožku**


Depilace založená na působení světla není vhodná pro přirozeně tmavší odstíny pokožky nebo pro opálenou pokožku. Produkt beurer SalonPro System je dodáván spolu s vestavěným *senzorem barvy kůže*, pomocí kterého lze změřit barvu ošetřované části pokožky, což umožňuje použití pouze na vhodných odstínech pokožky. Tato bezpečnostní funkce vám nedovolí ošetřit vaši pokožku tehdy, pokud je příliš tmavá nebo příliš opálená. Aplikátor *beurer SalonPro System* disponuje vestavěnou ochranou před UV zářením, díky které je blokováno škodlivé UV záření.

- **beurer SalonPro System chrání váš zrak**

Aplikátor *beurer SalonPro System* má vestavěný senzor kontaktu s pokožkou pro ochranu zraku. Byl navržen tak, aby nebylo možné emitovat světelný impuls v době, když je *aplikátor* držen ve vzduchu. Záblesk světla se spustí teprve tehdy, jestliže bude dotkový snímač pevně přiléhat ke kůži.

6. Popis přístroje

6.1 Základní jednotka



1. Zdiřka základní jednotky

2. Síťový vypínač

3. Aplikátor

4. Tlačítko pro zapnutí

5. Kontrolka

6. Tlačítka pro nastavení energetické úrovně

7. Kontrolka pro energetickou úroveň

8. Kontrolka pro „Prázdný zásobník“

9. Přesný nástavec

6.2 Aplikátor



Na rukojeti aplikátoru se nachází tlačítko pro zapnutí. Tlačítkem pro zapnutí se aktivuje blesková žárovka.

Ve vnitřním krytu aplikátoru je umístěn zásobník.

Kontrolka se nachází nahoře uprostřed na hlavě aplikátoru a svítí následujícím způsobem:

<i>Kontrolka nesvítí</i>	Impulz není připraven
<i>Kontrolka svítí zeleně</i>	Impulz je připraven
<i>Kontrolka svítí červeně</i>	Impulz je blokován, protože je barva pokožky nevhodná (viz „Tabulka barvy ochlupení a pokožky“ na zadní straně návodu k použití).
<i>Kontrolka svítí oranžově</i>	Impulz je blokován, protože nedošlo k úplnému kontaktu s pokožkou.
<i>Kontrolka bliká červeně/Kontrolka pro energetickou úroveň bliká zeleně</i>	<i>Zásobník není správně vložen.</i>

6.3 Zásobník



Zásobník *beurer SalonPro System* má vestavěný *senzor barvy kůže*.

Depilace založená na působení světla může mít u tmavějších odstínů pleti škodlivé následky, jako například popáleniny, puchýřky a změny barvy pokožky (hyperpigmentace nebo hypopigmentace). Aby se zabránilo těmto chybám použití, změří *Senzor barvy kůže* v produktu *beurer SalonPro System* před každým světelným impulzem barvu ošetřované pokožky. Pokud *Senzor barvy kůže* rozpozná, že je pokožka pro použití produktu *beurer SalonPro System* příliš tmavá, přístroj automaticky zastaví vysílání impulzů. Pokud není vidět žádný světelný impuls a kontrolka se rozsvítí oranžově, poukazuje to na to, že má snímač nedostatečný kontakt s pokožkou.

Snímač typu pleti nejenže zabraňuje spuštění přístroje u příliš tmavé pleti, nýbrž pomáhá při vhodné pigmentaci pleti zjistit, jakou intenzitu energie máte zvolit podle svého typu pleti (viz kapitola 7).

Zásobník produktu *beurer SalonPro System* disponuje navíc čidlem pro kontakt s pokožkou na ochranu zraku. Byl navržen tak, aby nebylo možné emitovat světelný impuls v době, když je *aplikátor* držen ve vzduchu. Pokud není vidět žádný světelný impuls a *kontrolka* se rozsvítí oranžově, poukazuje to na to, že má *světelná plocha zásobníku* nedostatečný kontakt s pokožkou. Vyzkousejte přístroj pokusně na jiném místě na těle nebo se obraťte na zákaznický servis pro *beurer SalonPro System*.

Zásobník v produktu *beurer SalonPro System* disponuje vestavěnou ochranou před UV zářením, díky které je blokováno škodlivé UV záření.

7. Dříve než začnete

KROK 1: Zkontrolujte, zda je beurer SalonPro System pro vás vhodný

VAROVÁNÍ

Před prvním použitím produktu beurer SalonPro System zkontrolujte, zda je pro vás přístroj vhodný. Pro kontrolu, zda je beurer SalonPro System pro vás vhodný, si přečtěte kapitolu „4. Varovné a bezpečnostní pokyny“ a pomocí „Tabulky barvy ochlupení a pokožky“ na zadní straně návodu k použití zjistíte, které intenzity světla jsou pro vaši pokožku a vaše tělesné ochlupení nejvhodnější, a zda je tato metoda pro vás vůbec vhodná (pokud ne, bude tato skutečnost uvedena v tabulce jako ‚x‘).

KROK 2: Test snášenlivosti pokožky

VAROVÁNÍ

Před použitím beurer SalonPro System proveďte test snášenlivosti pokožky.

Pomocí testu snášenlivosti pokožky má být zjištěno, jak vaše pokožka reaguje na ošetření produktem beurer SalonPro System. Dále vám pomůže při nastavení optimální energetické úrovně pro každou ošetřovanou oblast.

Na každé oblasti pokožky, kterou chcete ošetřovat, proveďte **48 hodin** před kompletním ošetřením test snášenlivosti pokožky.

Upozornění

Při ošetření obličejů by měl být proveden test snášenlivosti pokožky na ploše bez ochlupení, jako například pod uchem nebo na boku na krku.

1. Před použitím dbejte na to, aby byla pokožka oholená, čistá a suchá (bez jakýchkoli zbytků jako je pudr, krém, make-up, anti-perspirant nebo deodorant).

VAROVÁNÍ

Krátce před použitím beurer SalonPro System V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ nečistěte pokožku vznětlivými kapalinami jako je alkohol nebo aceton.

2. Nastavte přístroj tak, jak je popsáno v kapitole „8.1 První použití“ v bodě 2 až 5.
3. Umístěte světelnou plochu zásobníku na požadovanou testovanou oblast a dbejte na úplný kontakt s pokožkou.
4. Přístroj je automaticky nastaven na nejnižší energetickou úroveň. Stisknutím tlačítka pro zapnutí spustíte první impuls s energetickou úrovní 1. Uvidíte jasný záblesk světla, uslyšíte praskavý zvuk a případně ucítíte mírné pálení a/nebo působení tepla. Přístroj bude do 3 sekund připraven pro další impuls a kontrolka na aplikátoru svítí nepřetržitě zeleně.
5. Odstraňte aplikátor z pokožky a umístěte jej na další místo testované oblasti.

Upozornění

Energetickou úroveň zvyšte pouze tehdy, pokud vám předchází energetická úroveň není nepříjemná. Pokud je vám již energetická úroveň 1 nepříjemná, energetickou úroveň nezvyšujte.

6. Tlačítkem pro nastavení úrovně energie „+“ můžete zvýšit energetickou úroveň o 1. Kontrolky pro energetickou úroveň se rozsvítí podle zvolené energetické úrovně. Stisknutím tlačítka pro zapnutí spustíte druhý impuls s energetickou úrovní 2.
7. Kroky 5 a 6 zopakujte pouze tehdy, pokud se cítíte dobře a dokud není dosažen nejvyšší energetická úroveň 6. Pokud máte nepříjemný pocit, test ukončete, protože při zvyšování energetických úrovní existuje riziko negativních následků. Test ihned ukončete, pokud zjistíte negativní účinky jako je extrémní zarudnutí nebo tvorba puchýřků.

8. Počkejte 48 hodin a prohlédněte si ošetřovanou plochu.

Pokud se jeví být pokožka ošetřované plochy normální (bez reakce nebo mírné zarudnutí), můžete pokračovat kompletním ošetřením při nejvyšší energetické úrovni, kterou jste při testu cítili jako příjemnou. Pokud při nízké energetické úrovni sami zjistíte extrémní zarudnutí, otok nebo tvorbu puchýrků, neprovádějte na této ploše kompletní ošetření.

Upozornění

Neprovádějte kompletní ošetření s energetickou úrovní, kterou jste napřed neotestovali!
Testovanou plochu ošetřujte nejdříve 1 týden po provedení testu.

KROK 3: Pro nejlepší výsledky postupujte při depilaci přístrojem beurer SalonPro System podle plánu

Typický cyklus růstu ochlupení může trvat 18–24 měsíců. Během této může být pro dosažení depilace s dlouhodobým účinkem nutné absolvovat několik ošetření přístrojem SalonPro System.

Účinnost depilace je u jednotlivých lidí různá a závisí na oblasti těla a barvě ochlupení a na tom, jakým způsobem se beurer SalonPro System používá.

Typický plán depilace přístrojem beurer SalonPro System během kompletního cyklu růstu ochlupení:

- První 3–4 depilační ošetření pomocí beurer SalonPro System by měly být s odstupem přibližně dvou týdnů.
- Depilační ošetření 5–7 pomocí beurer SalonPro System by měly být s odstupem přibližně čtyř týdnů. Poté budete obvykle používat produkt beurer SalonPro System občas a pokud to bude zapotřebí, dokud nebude dosaženo výsledků s dlouhodobým účinkem.

Odpovídá to doporučenému plánu ošetřování, pomocí kterého lze prokazatelně dosáhnout nejlepších výsledků. Osobní plán ošetřování si však můžete také vytvořit jinak, a přesto dosáhnete uspokojivých výsledků.

Upozornění

Pokud je stejná oblast těla ošetřována více než jednou za dva týdny, nezlepší se tím výsledky depilace.

Typická následná péče produktem beurer SalonPro System po dosažení depilace s dlouhodobým účinkem:

Kvůli hormonálním nebo jiným fyziologickým změnám může dojít k tomu, že se spící vlasové folikuly stanou aktivními. Proto je možné, že bude občas zapotřebí udržující depilační ošetření jako následná péče pomocí produktu beurer SalonPro System.

KROK 4: Připravte ošetřovanou oblast

Před použitím dbejte na to, aby byla pokožka oholená, čistá a suchá (bez jakýchkoli zbytků jako je pudr, krém, make-up, anti-perspirant nebo deodorant).

VAROVÁNÍ

Krátce před použitím beurer SalonPro System nečistěte pokožku vznětlivými kapalinami jako je alkohol nebo aceton.

KROK 5: Nastavte intenzitu energie / Automatické rozpoznání

Energetická úroveň

Energetická úroveň určuje intenzitu světelného impulsu produktu beurer SalonPro System, který je přídáván na vaši kůži (od nejnižší úrovně (-) po nejvyšší úroveň (+)). Odpovídající *kontrolky pro energetické*

kou úroveň na základní jednotce indikují zvýšení energetické úrovně. Se stoupající energetickou úrovní se rovněž zlepšují výsledky depilace, avšak také riziko možných vedlejších výsledků a komplikací. První depilační ošetření začnete vždy se stupněm energie, který přístroj na základě rozpoznávání typu pleti automaticky určil a který potvrdil test snášenlivosti pokožky.

Automatické rozpoznání/měření typu pleti

Pomocí automatického rozpoznání typu pleti přístroj zobrazí intenzitu energie vhodnou pro váš typ pleti.

Používání rozpoznání typu pleti

1. Spusťte rozpoznání typu pleti současným stisknutím obou tlačítek nastavení stupně energie (+ a -) na 2 sekundy.
2. Jestliže se jednotlivé kontrolky LED úrovně energie postupně rozsvítí zleva doprava, pracuje přístroj v režimu rozpoznávání typu pleti.
3. Umístěte světelnou plochu zásobníku na požadované testované místo a dbejte na úplný kontakt s pokožkou.

Upozornění

V zájmu bezpečnosti volte vždy nejtmaší místo na pokožce (např. vnější strana holeně, hřbet ruky, atd.)

Důležité: Před použitím přístroje na jiném místě musíte provést nové měření.

4. Po stisknutí spouštěcího tlačítka spustíte funkci rozpoznávání typu pleti. Rozpoznávání typu pleti může trvat 1–2 sekundy.

Upozornění

V režimu rozpoznávání typu pleti přístroj nevydává žádné světelné impulzy.

5. Pokud je měření typu pleti úspěšné, zobrazí se na kontrolce úrovně energie vhodná úroveň pro váš typ pleti. Kontrolky LED zobrazené úrovně energie svítí nepřetržitě.
6. Pokud by se kontrolky úrovně energie stále rozsvěcovaly zleva doprava, nebylo rozpoznávání typu pleti úspěšné.
7. Dbejte přitom na kontrolku na aplikátoru. Jestliže kontrolka svítí oranžově, nebyl kontakt s pokožkou dostatečný a měření se nezdařilo. Jestliže kontrolka svítí červeně, je vaše pleť buď příliš tmavá nebo nebylo možné rozpoznat typ pleti.
8. V tomto případě opakujte měření opětovným stisknutím spouštěcího tlačítka.

Upozornění

Jestliže budete chtít rozpoznávání typu pleti předčasně ukončit, můžete se stisknutím jednoho z tlačítek pro nastavení energie (+ nebo -) opět vrátit do normálního režimu.

9. Jestliže bylo rozpoznávání typu pleti úspěšné, zkontrolujte výsledek měření porovnáním hodnot podle tabulky barev pleti a ochlupení.
10. V případě odchylky naměřených hodnot od hodnot uvedených v tabulce barvy pleti a vlasů byste měli vždy vycházet z nižšího stupně energetické úrovně.
11. Stupeň energie můžete kdykoliv zvýšit nebo snížit, a to stisknutím tlačítek + a -.

Pokud během prvního depilačního ošetření, které provedete s doporučeným stupněm energie, nepocítíte žádné podráždění nebo jen velmi lehké, a to i po ošetření, můžete při každém dalším ošetření energii zvýšit o 1 stupeň.

VAROVÁNÍ

Energetickou úroveň nezvyšujte, pokud během ošetření produktem beurer SalonPro System a po něm zpozorujete abnormální bolesti! (Viz „Krok 6 Seznámení se s možnými vedlejšími účinky“)
Během jednoho depilačního ošetření nezvyšujte energetickou úroveň ani tehdy, pokud žádné potíže nepocítujete.
Podráždění se může vyskytnout také nějakou dobu po použití.

KROK 6: Seznámení s možnými vedlejšími účinky při použití produktu SalonPro System

Pokud používáte beurer SalonPro System podle pokynů v tomto návodu k použití, jsou vedlejší účinky a komplikace související s používáním beurer SalonPro System vzácné. Nicméně každé kosmetické ošetření, včetně metod, které byly vyvinuty pro domácí použití, je spojeno s jistým rizikem. Proto je důležité, abyste pochopili a akceptovali možná rizika a možné komplikace, které mohou nastat u domácích depilačních systémů se světelnými impulzy.

Komplikace	Pravděpodobnost komplikace	Vedlejší účinek	Pravděpodobnost vedlejšího účinku
Působení několika impulzů na stejném místě pokožky	Nízká	Mírné podráždění pokožky	Nízká
		Zarudnutí pokožky	Nízká
		Zvýšená citlivost pokožky	Nízká
		Poranění pokožky a popáleniny	Vzácný výskyt
		Tvorba jizev	Vzácný výskyt
		Pigmentové změny	Vzácný výskyt
		Nadměrné zarudnutí a otok	Vzácný výskyt
		Infekce	Zanedbatelný výskyt
		Modřiny	Zanedbatelný výskyt

Mírná bolest pokožky

I když je systém domácí epilace pomocí světelných impulzů obecně velmi dobře snášen, většina uživatelů pocítuje při těchto aplikacích mírně nepříjemné pocity, které jsou obvykle popisovány jako pocit mírného bodání na ošetřované kůži. Pocit bodání obvykle přetrvává během samotné doby použití nebo několik minut po tomto použití. Vše, co je za hranicí tohoto mírně nepříjemného pocitu, však není běžné a znamená to, že byste buď neměli pokračovat s používáním produktu beurer SalonPro System, protože depilační aplikace není pro vás vhodná, nebo že je nastavení energetické úrovně příliš vysoké.

Zarudnutí pokožky

Vaše pokožka může ihned po použití produktu beurer SalonPro System nebo do 24 hodin po použití zarudnout. Zarudnutí obvykle do 24 hodin zmizí. Pokud toto zarudnutí nezmizí do 2 až 3 dnů, vyhledejte svého lékaře.

Zvýšená citlivost pokožky

Pokožka ošetřované plochy je citlivější, takže se můžete setkat s případem vysušení nebo odlupování pokožky.

Poranění pokožky a popáleniny

Velmi zřídka může po aplikaci tohoto ošetření dojít k popáleninám nebo k poranění pokožky. Hojení těchto popálenin nebo ran může trvat několik týdnů a velmi zřídka může zůstat viditelná jizva.

Tvorba jizev

Přestože je tento jev velice vzácný, někdy se může objevit trvalé zjizvení. Obvykle má toto zjizvení formu ploché, bílé léze na pokožce (hypotrofické).

Toto zjizvení však také může být široké a červené (hypertrofické) nebo může být široké a může přesahovat okraje poranění (keloidní). Pro zlepšení vzhledu jizvy je rovněž možné, že bude zapotřebí provést následné estetické úpravy.

Pigmentové změny

Produkt beurer SalonPro System se zaměřuje na stvol chloupku, zvláště na pigmentové buňky ve vlasovém folikulu a na samotný vlasový folikul.

Přesto u okolní pokožky existuje riziko vzniku hyperpigmentace (zvýšená pigmentace nebo hnědé zbarvení) nebo hypopigmentace (vyblednutí). Toto riziko změn pigmentace pokožky je vyšší u lidí s tmavší pokožkou. Obvykle se jedná o zbarvení nebo pigmentové změny pokožky, které mají dočasný charakter, permanentní hyperpigmentace nebo hypopigmentace se vyskytuje jen vzácně.

Nadměrné zarudnutí a otok

Ve výjimečných případech může nastat velké zarudnutí a otok ošetřované pokožky. K tomuto jevu dochází častěji u citlivých oblastí těla. Zarudnutí a otoky by měly ustoupit do 2 až 7 dnů a je třeba je ošetřovat pomocí častého přikládání ledu. Pokožku můžete jemně omývat, avšak měli byste se vyvarovat vystavování pokožky slunci.

Infekce

Infekce pokožky je mimořádně vzácná, ale přesto představuje možné riziko jako následek popálenin nebo poranění pokožky, které byly způsobeny použitím produktu beurer SalonPro System.

Modřiny

Použití beurer SalonPro System může velmi zřídka vést k modřinám, které mohou přetrvávat po dobu 5 až 10 dnů. Jakmile modřiny vyblednou, může se objevit rezavě hnědé zbarvení pokožky (hyperpigmentace), které může být trvalé.

KROK 7: Co mohu očekávat od ošetření pomocí produktu beurer SalonPro System?

Pro mnoho uživatelů může použití produktu beurer SalonPro System znamenat jejich první zkušenost s tímto zařízením, které funguje na bázi světla a které je určeno pro domácí použití. Použití produktu beurer SalonPro System je jednoduché a depilační ošetření probíhají velmi rychle. Během ošetření produktem beurer SalonPro System je běžné, pokud nastanou následující jevy:

- **Hluk ventilátoru** – Chladicí ventilátor produktu beurer SalonPro System produkuje zvuk, který je podobný vysoušeči vlasů. Tento zvuk je normální.
- **Praskající zvuk během každého impulsu** – Pokud je aktivován impuls produktu beurer SalonPro System, je normální, pokud současně se zábleskem světla uslyšíte praskající zvuk.
- **Mírný tlak aplikátoru** – Tento jev je nezbytný a užitečný pro lokalizaci vedlejších světelných impulsů a je součástí bezpečnostní funkce produktu beurer SalonPro System.
- **Pocit tepla a brnění** – Během každého světelného impulsu je zcela normální, když máte mírný pocit tepla a brnění proudící ze světelné energie. Pamatujte, že je důležité, abyste při prvních depilačních ošetřeních používali vždy nízké energetické úrovně. Určité teplo můžete pociťovat až hodinu po použití beurer SalonPro System.
- **Mírné červené nebo růžové zbarvení pokožky** – Během ošetření produktem beurer SalonPro System nebo bezprostředně po něm není neobvyklé, pokud pozorujete velmi mírné, růžové zbarvení pokožky. Toto zbarvení je obvykle nejvýraznější v okolí samotných chloupků. Pokud však pozorujete plně červené zbarvení pokožky (zarudnutí), tvorbu puchýřků nebo popáleniny, okamžitě používání produktu beurer SalonPro System přerušte.

8. Použití beurer SalonPro System



VAROVÁNÍ

Pokud chcete používat přístroj v oblasti obličeje, přečtěte si napřed pokyny kapitoly 8.2 až 8.6 a poté pokračujte kapitolou 8.1 „První použití“.

8.1 První použití

1. Vyjměte základní jednotku, aplikátor a ostatní komponenty produktu beurer SalonPro System z krabice.
2. Zkontrolujte, zda je *zásobník* správně vložen do aplikátoru.
3. Zasuňte síťový kabel do zdířky základní jednotky produktu beurer SalonPro System.
4. Zasuňte druhý konec síťového kabelu do zásuvky. Přístroj beurer SalonPro System je nyní připraven k použití.

Upozornění

Před použitím dbejte na to, aby byla pokožka oholená, čistá a suchá (bez jakýchkoli zbytků jako je pudr, krém, make-up, anti-perspirant nebo deodorant).

VAROVÁNÍ

Krátce před použitím beurer SalonPro System nečistěte pokožku vznětlivými kapalinami jako je alkohol nebo aceton.

5. Přepněte síťový vypínač na zadní straně základní jednotky. Kontrolka a kontrolky pro energetickou úroveň se rozsvítí a je slyšet zvuk ventilátoru (podobný zvuku vysoušeče vlasů).
6. Přístroj je automaticky nastaven na nejnižší energetickou úroveň. Přístroj je poté připraven na poskytnutí prvního impulsu.
7. Tlačítka pro nastavení úrovně energie „+“ a „-“ můžete snižovat nebo zvyšovat úroveň energie do té doby, dokud nebude nastaven stupeň zjištěný při automatickém rozpoznávání typu pleti a potvrzený na základě testu snášenlivosti pokožky, resp. dokud nebude upraveno nastavení podle vašich požadavků. Kontrolky pro energetickou úroveň se rozsvítí zeleně podle zvolené energetické úrovně.
8. Umístěte světelnou plochu zásobníku na požadovanou ošetřovanou oblast a dbejte na úplný kontakt s pokožkou.

Upozornění

Pokud stisknete *tlačítko pro zapnutí* a vaše pokožka je příliš tmavá nebo příliš opálená, rozsvítí se *kontrolka na aplikátoru* červeně. V tomto případě nespustí *aplikátor* na této oblasti pokožky žádný impuls. Pokud *aplikátor* nemá dostatečný kontakt s pokožkou a stisknete *tlačítko pro zapnutí*, rozsvítí se *kontrolka na aplikátoru* oranžově. V tomto případě nespustí *aplikátor* na této oblasti pokožky žádný impuls.

9. Stiskněte tlačítko pro zapnutí. Uvidíte jasný záblesk světla, uslyšíte praskavý zvuk a případně ucítíte mírné pálení a/nebo působení tepla. Produkt beurer SalonPro System je vybaven funkcí „pulzování-klouzání“. Pokud držíte stisknuté tlačítko pro zapnutí, spustí se automaticky každé 3 sekundy světlý záblesk světla, takže nemusíte pokaždé stisknout tlačítko pro zapnutí.

VAROVÁNÍ

Neošetřujte stejnou plochu pokožky častěji než jednou během jednoho depilačního ošetření!
 Vícenásobným ošetřením jedné plochy pokožky během jednoho depilačního ošetření se může zvýšit pravděpodobnost vedlejších účinků.

Pokuste se zabránit tomu, aby se pulzy překrývaly.

Upozornění

Impulzy beurer SalonPro System by měly být aplikovány v řadách – počínaje na jednom konci každé řady a s postupným pokračováním směrem ke druhému konci. Tato technika umožňuje lepší kontrolu již ošetřovaných ploch pokožky a pomáhá vám vyhnout se několikanásobnému ošetření stejné plochy nebo ošetření překrývajících se ploch pokožky. *Světelná plocha* beurer SalonPro System je koncipována tak, že jsou na ošetřované ploše pokožky krátkodobě zanechávána otačená místa. Tato viditelná otačená místa můžete využít pro přesné umístění dalšího impulsu. Na *zásobníku* se navíc nachází vždy na levé a pravé straně podélné označení, pomocí kterého vidíte, kde se právě přesně *světelná plocha* nachází.

10. Odstraňte aplikátor z pokožky a umístěte jej na další místo ošetřované oblasti. Při přemístění aplikátoru dbejte na to, aby nedošlo ke vzniku mezer nebo k překrývání ošetřované pokožky. Přístroj se ihned znovu nabije a je do 3 sekund připraven na další impuls (kontrolka na aplikátoru svítí opět nepřetržitě zeleně). Postup zopakujte, dokud nebude ošetřena celá plocha pokožky.

Po ošetření produktem beurer SalonPro System

- Když dokončíte depilační ošetření produktem beurer SalonPro System, vypněte přístroj přepnutím *síťového vypínače*.
- Vytáhněte síťový kabel ze zásuvky.
- Po každém depilačním ošetření se doporučuje vyčistit přístroj beurer SalonPro System, zejména *světelnou plochu*, (viz kapitola „9.1 Čištění beurer SalonPro System“).
- Po vyčištění se doporučuje uložit produkt beurer SalonPro System do originální krabice a uchovávat jej mimo dosah vody.

8.2 Ošetření obličeje

VAROVÁNÍ

Nepoužívejte beurer SalonPro System v obličeji na vyšší energetickou úroveň než 3.
Nepoužívejte beurer SalonPro System v obličeji nad lícními kostmi nebo na očích, obočí a řasách, protože to může vést k závažnému poškození zraku.
Nepoužívejte produkt beurer SalonPro System nad sliznicemi v oblasti nosu a uší.

Plet obličeje je velmi citlivá a vyžaduje mimořádnou péči. Bezpodmínečně dodržujte všechny varovné a bezpečnostní pokyny v tomto návodu k použití, abyste zabránili negativním následkům. Doporučujeme napřed provést ošetření těla a s přístrojem se seznámit dříve, než přejdete k ošetření obličeje.


Pomocí produktu beurer SalonPro můžete ošetřovat všechny zóny obličeje pod lícními kostmi jako například horní ret, tvář, čelist, bradu a krk.

Upozornění

Pro jednodušší ošetření obličeje můžete použít přiložený přesný nástavec. Tento nástavec zmenšuje světelnou plochu a umožňuje přesnější ošetření. Přesný nástavec snadno upevníte na aplikátor nasazením a přitlačením na světelnou plochu.

Přesný nástavec upevněte tak, aby se v nástavci nacházel příslušný otvor pro snímač kontaktu s pokožkou / snímač typu pleti. Pokud by byl snímač kontaktu s pokožkou / snímač typu pleti zakrytý, není možné spuštění světelného impulsu.

Přesný nástavec používejte jen na max. stupeň energetické úrovně 3, a pokud máte odstín pleti světlejší než je typ pleti 5.



1. 48 hodin před ošetřením bezpodmínečně proveďte bodový test snášenlivosti pokožky (viz kapitola 7, krok 2). Test snášenlivosti pokožky by měl být proveden na ploše bez ochlupení, jako například pod uchem nebo na boku na krku, aby se zjistila vhodná energetická úroveň.

VAROVÁNÍ

Testovanou plochu ošetřujte nejdříve 1 týden po provedení testu snášenlivosti pokožky.

2. Označte ošetřovanou plochu bílou kajalovou tužkou. Použijte označení jako orientační čáru pro přenesení impulsů. Můžete tak předejít tomu, aby se ošetřované plochy překrývaly nebo aby byly ošetřeny nežádoucí plochy obličeje.
3. Použijte zrcátko k tomu, abyste správně nasadili aplikátor na ošetřovanou plochu.
4. Sledujte pokyny k použití (viz předchozí kapitola 8.1 „První aplikace“) a dodržujte zvláště následující specifické pokyny.

i Upozornění

Ochlupení obličejce může být hormonálně podmíněno, takže pro trvalou redukci ochlupení může být zapotřebí více ošetření.

8.3 Ošetření horního rtu

Umístěte ošetřující zrcátko aplikátoru podle obrázku. V každé vyznačené oblasti spusťte jeden impuls.

Vyhňte se ošetření nosních dírek a rtů, protože tato místa jsou citlivější.



i Upozornění

Rty můžete „schovat“ dovnitř nebo je stisknout, aby se ošetřovaná plocha vypnula nebo můžete na rty a okraj rtů nanést silnou vrstvu bílé kajalové tužky. Díky této bílé čáře bude zajištěno, že se energie záblesku světla odrazí a vaše rty nebudou zasaženy, pokud omylem namíříte impuls na rty.

8.4 Ošetření oblasti tváří a čelisti

Umístěte ošetřující zrcátko aplikátoru podle obrázku. Spusťte v každém bodě jeden impuls a pohybujte se přitom z jedné strany tváře, resp. čelisti na druhou.



8.5 Ošetření oblasti krku a brady

Umístěte ošetřující zrcátko aplikátoru podle obrázku. Spusťte v každém bodě jeden impuls a pohybujte se přitom z jedné strany krku, resp. brady na druhou.



i Upozornění

Pokožka je ve spodní třetině krku citlivější. Proto zabraňte tomu, aby se ošetřované plochy překrývaly.

8.6 Péče po ošetření obličejce

- Naneste uklidňující tělové mléko jako například aloe vera.
- Nejméně 24 hodin se vyhněte použití peelingového nebo bělicího krému či podobných produktů, protože by vedlo k podráždění ošetřované pokožky.
- Nejméně 2 týdny po ošetření se vyhněte přímému slunečnímu záření v délce trvání více než 15 minut. Pokud je nedávno ošetřovaná pokožka během tohoto období vystavena slunečnímu světlu, musíte bezpodmínečně nanést ochranu proti slunci s SPF 30 nebo vyšším.
- Vyhněte se tomu, abyste ochlupení na ošetřovaných plochách odstraňovali voskem nebo vyškubáváním.

Nezapomeňte na to, že může trvat celý cyklus růstu ochlupení, než se objeví kompletní výsledky depilace.

9. Péče o beurer SalonPro System

9.1 Čištění beurer SalonPro System

Po každém depilačním ošetření se doporučuje, abyste vyčistili přístroj beurer SalonPro System, zvláště světelnou plochu.

⚠ POZOR

Nikdy neponořujte beurer SalonPro System ani žádnou z jeho částí do vody!

- Před čištěním vytáhněte síťovou zástrčku beurer SalonPro System ze zásuvky.

- Použijte suchý, čistý hadřík a čisticí prostředek, který byl speciálně vyvinutý pro elektronické přístroje. Jemně otřete povrch produktu beurer SalonPro System a zvláště povrch světelné plochy.

9.2 Výměna zásobníku

Zásobník má životnost až 250 000 světelných impulzů, což při běžném použití (jeden uživatel, ošetření celého těla s nohama, pažemi, podpažími, třísly, obličejem) postačí až na 40 let. Proto u tohoto modelu obvykle není nutné zásobník vyměňovat.

Upozornění

Zásobník by se měl vyměnit pouze tehdy, když jsou v něm viditelné velké skvrny nebo když je rozbitá čočka. V tomto případě se obraťte na zákaznický servis firmy Beurer.

10. Odstraňování chyb

„Produkt beurer SalonPro System nelze zapnout“

- Ujistěte se, že je síťový kabel správně propojen s přístrojem beurer SalonPro System.
- Ujistěte se, že je síťový kabel zapojen do elektrické zásuvky ve zdi.

„Při stisknutí tlačítka pro zapnutí nedojde ke spuštění světelného impulzu“

- Ujistěte se, že máte dobrý kontakt s pokožkou a že *světelná plocha* stejnoměrně a pevně přitisknuta na pokožku. Pro vaši bezpečnost aktivuje *tlačítko pro zapnutí* impulz pouze tehdy, když je *světelná plocha* pevně přitisknuta na pokožku.
- Zkontrolujte kontrolku. Když se *kontrolka* na *aplikátoru* rozsvítí červeně, jedná se o upozornění, že je vaše barva pokožky, která byla změřena *senzorem barvy kůže*, pro bezpečnou aplikaci příliš tmavá. Vyzkoušejte přístroj pokusně na jiném místě na těle nebo se obraťte na zákaznický servis pro beurer SalonPro System.

Když se kontrolka na *aplikátoru* rozsvítí oranžově, jedná se upozornění, že je kontakt s pokožkou, který byl změřen *senzorem barvy kůže*, příliš malý. Zvyšte kontakt s pokožkou nebo se obraťte na zákaznický servis pro beurer SalonPro System.

- Při běžné poruše bliká všech 6 *kontrol pro energetickou úroveň* současně zeleně. Provedte reset přístroje. Přitom vypněte síťový vypínač, vyčkejte 30 sekund a přístroj síťovým vypínačem znovu zapněte. Pokud máte s přístrojem problémy i nadále, obraťte se na náš zákaznický servis.
- Zkontrolujte *kontrolku*. Pokud *kontrolka* na *aplikátoru* bliká červeně a *kontrolka* na přístroji bliká zeleně, jedná se o upozornění, že zásobník není správně nasazen do *aplikátoru*. Znovu nasadte zásobník do *aplikátoru*.

11. Často kladené otázky

1. Skutečně tento produkt beurer SalonPro System funguje?

Ano. Klinické lékařské studie prokázaly, že technologie, která se nachází v produktu beurer SalonPro System, je bezpečným prostředkem pro dosažení dlouhodobých výsledků depilace.

2. Kde všude na svém těle můžu tento produkt beurer SalonPro System používat?

beurer SalonPro System byl navržen pro depilaci celého těla. Mezi nejčastější oblasti, které jsou ošetřovány produktem beurer SalonPro System, patří nohy, podpaží, paže, třísla a obličej pod lícními kostmi.

3. Jak dlouho trvá jedno ošetření pomocí prostředku beurer SalonPro System?

Tato doba se liší v závislosti na ošetřované části těla. Ošetření celého těla (nohy, paže, podpaží, třísla a obličej pod lícními kostmi) trvá přibližně 26 minut. Vzhledem k tomu, že produkt beurer SalonPro System funguje zcela běžně pomocí elektrického proudu, může být používán tak dlouho, jak je to potřebné, a to za účelem kompletního depilačního ošetření na požadované části, resp. požadovaných částech těla.

4. Je produkt beurer SalonPro System bezpečný?

beurer SalonPro System byl navržen s mimořádným ohledem na vaši bezpečnost a používá klinicky testovanou technologii. Avšak stejně jako u každého jiného produktu či elektronického přístroje aplikova-

ného na pokožce musí být používán v souladu s pokyny pro použití a bezpečnostními pokyny pro uživatele.

5. Může produkt beurer SalonPro System způsobit bolest?

Při správném použití uvádí většina uživatelů produktu beurer SalonPro System pocity mírného tepla v okamžiku světelného impulzu. Uživatelé s hustším a tmavším ochlupením mohou pociťovat mírně větší nepříjemnosti, avšak tyto nepříjemné pocity ihned po ukončení depilačního ošetření ustoupí. beurer SalonPro System má 6 úrovní nastavení, které lze použít v závislosti na vaší citlivosti.

6. Jak často mám produkt SalonPro System používat?

Depilační ošetření pomocí produktu beurer SalonPro System by měla být u prvních čtyř ošetření prováděna ve dvoutýdenních intervalech. Páté až sedmé ošetření včetně by mělo následovat v intervalu čtyř týdnů. Všechna další ošetření by měla být prováděna tehdy, až ochlupení doroste, dokud nebude dosaženo požadovaných výsledků.

Při ošetření ochlupení v obličejí pod lícními kostmi by mělo být prvních šest ošetření provedeno ve dvoutýdenním intervalu. Sedmé až dvanácté ošetření včetně by mělo proběhnout v intervalu čtyř týdnů. Všechna další ošetření by měla být prováděna tehdy, až ochlupení doroste, dokud nebude dosaženo požadovaných výsledků.

7. Je produkt beurer SalonPro System účinný v případě bílého, šedého nebo blond ochlupení?

beurer SalonPro System funguje nejlépe u tmavších typů ochlupení nebo u ochlupení, která obsahují více melaninu. Melanin je pigment, který ochlupení a pokožce propůjčuje barvu a absorbuje světelnou energii. Černé a tmavě hnědé ochlupení reaguje nejlépe. Hnědé a světle hnědé ochlupení reaguje také, avšak obvykle vyžaduje větší počet depilačních ošetření. Jistý účinek lze pozorovat u zrzavého ochlupení. Bílé, šedé nebo blond ochlupení obvykle na beurer SalonPro System nereaguje, přestože někteří uživatelé po několika depilačních ošetřeních pozorovali výsledky.

8. Mohu používat produkt beurer SalonPro System na hnědé nebo černé pokožce?

Nepoužívejte beurer SalonPro System na přirozeně tmavé pokožce! Tato aplikace nebude fungovat! beurer SalonPro System je přístroj fungující na bázi světla, který odstraňuje nežádoucí ochlupení pomocí selektivního ošetření vlasového pigmentu. Různé množství pigmentu se dále nachází v okolní tkáni kůže. Množství pigmentu v pokožce určité osoby, které se projevuje barvou pokožky, určuje míru rizika, kterému je tato osoba při použití produktu beurer SalonPro System vystavena. Ošetření tmavé pokožky pomocí depilace fungující na bázi světla může mít škodlivé následky, jako například popáleniny, puchýřky a změny barvy pokožky (hyperpigmentace nebo hypopigmentace). V produktu beurer SalonPro System je vestavěn *senzor barvy kůže*, který provádí měření ošetřované pokožky na začátku každého ošetření a příležitostně během ošetření. *Senzor barvy kůže* zabrání dalšímu vysílání impulzů produktem beurer SalonPro System, jakmile zjistí, že se přístroj používá u tmavších odstínů pokožky.

9. Kdy uvidím první výsledky po ošetření produktem beurer SalonPro System?

Stejně jako u jiných depilačních přístrojů, které fungují na bázi světla nebo laseru, nejsou výsledky vidět ihned a mohli byste si dokonce myslet, že se vůbec nic nestalo. Někdy se zdá, že ochlupení po depilačním ošetření opět naroste, ale obvykle po dvou týdnech mnoho z těchto chloupků jednoduše vypadne. Kromě toho ochlupení roste ve třech různých fázích a depilace produktem beurer SalonPro System bude mít vliv pouze na ochlupení v aktivní fázi růstu. To je jeden z hlavních důvodů, proč je pro dosažení požadovaného výsledku zapotřebí více ošetření.

10. Mohou produkt beurer SalonPro System používat také muži?

Přestože byl beurer SalonPro System vyvinut pro ženy, může být vhodný také pro muže. Ochlupení mužů, zvláště pak ochlupení na hrudi, bude však pro dosažení požadovaných výsledků vyžadovat větší počet depilačních ošetření než ochlupení žen.

11. Proč mé ochlupení roste, přestože byla depilace provedena před týdnem?

Může se zdát, jakoby chloupky stále rostly až dva týdny po depilačním ošetření produktem beurer SalonPro System. Tento proces je znám jako „vyhození“ a přibližně po dvou týdnech zjistíte, že tyto chloupky jednoduše vypadnou nebo je můžete vytáhnout jemným škrubnutím. (Přesto nedoporučujeme chloupky vytažovat – nechejte je jednoduše vypadnout přirozenou cestou.) Je také možné, že některé

chloupky nebudou z důvodu vynechané aplikace nebo různých fází růstu produktem beurer SalonPro System ovlivněny. Toto ochlupení bude předmětem následujících ošetření a to je důvod, proč je pro dosažení nejlepšího výsledku zapotřebí několika depilačních ošetření produktem beurer SalonPro System.

12. Slyšela jsem, že některé chloupky po depilaci založené na bázi světla narostou znovu v tenčí a jemnější podobě. Je to pravda?

Tento jev byl podrobně zdokumentován dermatology a lékaři, kteří používají pro depilaci světelná a laserová zařízení. Je možné, že některé chloupky dorostou po depilaci produktem beurer SalonPro System v tenčí a jemnější podobě. Obvykle se jedná o zlomek chloupků, které zde byly původně, a pokračující ošetření na ně může mít požadovaný účinek.

13. Proč nelze provést ošetření, pokud mám „aktivní“ opálení?

Nepoužívejte beurer SalonPro System na opálené pokožce nebo po vystavení pokožky slunečnímu záření. Opálená pokožka, zvláště po vystavení slunečnímu záření, obsahuje velké množství pigmentu melaninu. Platí to pro všechny typy a odstíny pokožky, včetně těch, které se neopalují příliš rychle. Přítomnost velkého množství melaninu vystavuje pokožku vyššímu riziku vzniku nežádoucích následků v souvislosti s použitím produktu beurer SalonPro System včetně popálenin, puchýřků a změn barvy pokožky (hyperpigmentace nebo hypopigmentace).

14. Je dlouhodobé používání produktu beurer SalonPro System pro mou pokožku nebezpečné?

Používání světelné a laserové energie v estetické medicíně je po dobu více než 15 let podrobně dokumentováno v profesionálních, experty prověřených odborných časopisech a v uznávaných institucích, jako je Mayo Klinik. Tyto časopisy a instituce neinformovaly o žádných vedlejších účincích nebo poškozeních v důsledku dlouhodobého používání světelných nebo laserových zařízení.

15. Mohu použít produkt beurer SalonPro System k odstraňování chloupků na tváři nebo jiných chloupků v obličejí?

beurer SalonPro System **může být** používán k ošetření ochlupení v obličejí pod lícními kostmi. Při používání na obličejí je třeba věnovat zvláštní pozornost tomu, aby byly vynechány oční partie: Produkt beurer SalonPro System nelze v žádném případě používat kolem očí nebo na očích. A stejně jako u ostatních částí těla by se mělo před ošetřením produktem beurer SalonPro System i po něm zabránit vystavení pokožky slunečnímu záření. Akceptovanými prostředky na ochranu proti slunečnímu záření jsou dostatečně zakrývající oděv nebo krémy na opalování (SPF minimálně 50), které jsou nošeny nebo používány před ošetřením a po něm.

16. Jak dlouho mám počkat s ošetřením produktem beurer SalonPro System po nechráněném vystavení pokožky slunečnímu záření?

Před použitím produktu beurer SalonPro System po nechráněném vystavení pokožky slunci by se měla dodržet časová lhůta 2 týdnů. Pokud si přesto nejste jisti ohledně vystavení pokožky slunečnímu záření, obraťte se na svého lékaře.

17. Co mám udělat před použitím produktu beurer SalonPro System?

Před každým ošetřením produktem beurer SalonPro System je důležité vyvarovat se vystavení ošetřovaného místa na pokožce slunečnímu záření po dobu nejméně 2 týdnů. Pomoci může vysoká úroveň UV opalovacího krému (SPF 50+) a oděv, který zakrývá ošetřovanou plochu. Plocha pokožky, která bude ošetřovaná, by měla být kromě toho umyta jemným mýdlem a vodou a chloupky by měly být oholeny až k povrchu pokožky.

18. Jak mám pečovat o ošetřenou plochu pokožky po použití produktu beurer SalonPro System?

Plochu ošetřenou produktem beurer SalonPro System lze mýt a ošetřovat pomocí standardních produktů pro péči o pleť. Zvláště je nutné dbát na to, aby nedošlo k nechráněnému vystavení slunečnímu záření. Vhodnou protisluneční ochranu tvoří opalovací krémy s vysokým faktorem (50+) a dostatečně zakrývající oděvy.

12. Likvidace








Přístroj zlikvidujte podle směrnice o odpadních elektrických a elektronických zařízeních (OEEZ). Pokud máte otázky, obraťte se na příslušný komunální úřad, který má na starosti likvidaci.






13. Technické údaje

Ošetřovaná plocha		7 cm ²
Technologie		IPL (Intense Pulsed Light) pro domácí použití
Vlnová délka		475–1200 nm
Max. energetická úroveň		max. 5 J/cm ²
Volitelné energetické úrovně		6
Napájení		100–240 V AC, 50–60 Hz
Rychlost		1 impulz v intervalu 3 sekund: 2,3 cm ² za sekundu
Max. impulzy v lampě		250000
Teplota	Provoz	10–40 °C
	Skladování	-10–70 °C
Relativní vlhkost vzduchu	Provoz	30–70 % rel. vlh.
	Skladování	0–90 % rel. vlh. při 55 °C (nekondenzující)
Přístroj třídy II		
WEEE – Waste Electrical and Electronic Equipment		
Označení CE		
Dodržujte návod k použití		

Tabulka barvy ochlupení a pokožky

Typ pokožky Ochlupení	I	II	III	IV	V	VI
Černá 	Energetická úroveň 4-5-6	Energetická úroveň 4-5-6	Energetická úroveň 3-4	Energetická úroveň 1-2-3	Energetická úroveň 1-2-3	✗
Tmavě hnědá 	Energetická úroveň 4-5-6	Energetická úroveň 4-5-6	Energetická úroveň 3-4	Energetická úroveň 1-2-3	Energetická úroveň 1-2-3	✗
Hnědá 	Energetická úroveň 4-5-6	Energetická úroveň 4-5-6	Energetická úroveň 3-4	Energetická úroveň 1-2-3	Energetická úroveň 1-2-3	✗
Tmavě blond 	Energetická úroveň 4-5-6	Energetická úroveň 4-5-6	Energetická úroveň 3-4	Energetická úroveň 1-2-3	Energetická úroveň 1-2-3	✗
Světlá blond 	Energetická úroveň 4-5-6	Energetická úroveň 4-5-6	Energetická úroveň 3-4	Energetická úroveň 1-2-3	Energetická úroveň 1-2-3	✗
Červená 	Energetická úroveň 4-5-6	Energetická úroveň 4-5-6	Energetická úroveň 3-4	Energetická úroveň 1-2-3	Energetická úroveň 1-2-3	✗
Šedá/bílá 	✗	✗	✗	✗	✗	✗

- CZ** * Zvolte energetickou úroveň především na základě vašeho vlastního pocitu.
 ** Čím vyšší bude energetická úroveň, tím efektivnější bude ošetření

